



MiniMe[®] 2

Masque nasal de VNI pédiatrique



Soins Intensifs ▪ Interfaces-Patient

MiniMe®2

Avec technologie AIR°gel®

Le masque MiniMe®2 est un masque nasal à patient unique pour la VNI à utiliser à l'hôpital ou au domicile. MiniMe®2 est disponible en quatre tailles, chacune proposée en version avec ou sans fuite intentionnelle.

Ajustement personnalisable

La coque et le bourrelet du masque peuvent facilement être adaptés à la morphologie du patient et conservent la forme appliquée

AIR°gel®

AIR°gel® permet un ajustement souple du masque MiniMe®2



Advanced Cushion Technology™

La technologie du bourrelet ergonomique offre une étanchéité efficace pour un ajustement des plus confortables

Conçu pour des enfants entre 2 et 12 ans, le masque MiniMe®2 est pourvu du bourrelet AIR°gel® avec Advanced Cushion Technology™, pour offrir aux plus petits patients un ajustement et un confort sans égaux.

Touchless Spacebar™

Conception unique éliminant tout contact avec le front du patient

Indicateur de taille

Disponibles en quatre tailles, d'extra petit à grand

Disponible avec ou sans fuite intentionnelle

Pour PPC ou VDNP chez l'enfant

Raccord coudé pivotant à 360°

Pour un positionnement optimal du tuyau et une plus grande mobilité



Référence	Description	Code couleur du coude	Qté/bte
Masques ci-dessous à utiliser avec un circuit monobranché sans fuite expiratoire intentionnelle			
2570000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique à fuite, extra petit	○	5
2370000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique à fuite, petit	○	5
2371000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique à fuite, moyen	○	5
2571000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique à fuite, grand	○	5
Masques ci-dessous à utiliser avec un circuit monobranché avec fuite expiratoire intentionnelle			
2470000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique sans fuite, extra petit	●	5
2270000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique sans fuite, petit	●	5
2271000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique sans fuite, moyen	●	5
2471000	MiniMe®2 masque nasal de VNI pédiatrique sans fuite, grand	●	5

Serre-tête de rechange (désormais avec cinq points d'ajustement)

Référence	Description	Qté/bte
2670000	Serre-tête de rechange pour MiniMe®2, extra petit / petit	10
2671000	Serre-tête de rechange pour MiniMe®2, moyen / grand	10

MiniMe®2 et AIR°gel® sont des marques déposées de Sleepnet Corporation.

Touchless Spacebar et Advanced Cushion Technology sont des marques commerciales de Sleepnet Corporation.

Pensez-y avant d'imprimer

Économisons les ressources. Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.49 FR • Issue 2 02.22