

Nouvelle Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil

Apport d'oxygène supplémentaire
en post-opératoire pour les patients
en respiration spontanée, pendant
le transport et en salle de réveil



Qualité, innovation et choix

Interagir avec nous



www.intersurgical.fr

Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil

Nous avons étendu notre gamme de dispositifs d'oxygénothérapie pour la phase de réveil avec l'introduction de la nouvelle pièce en T avec réservoir pour oxygène en phase de réveil.

Ce nouveau dispositif apporte de l'oxygène supplémentaire en post-opératoire, pour les patients en respiration spontanée, lors du transport ou en salle de réveil, tandis que le dispositif de voies aériennes est encore en place. Grâce à une conception légère, la traction sur la sonde d'intubation ou le dispositif supraglottique est minime. Le réservoir offre une indication visuelle et auditive de la respiration du patient.

Contactez-nous pour obtenir un échantillon ou un complément d'information:

info@intersurgical.fr

Pour en apprendre plus sur ce produit, visitez :

www.intersurgical.fr/produits/oxygeno-aerosoltherapie/piece-en-t-avec-reservoir-pour-oxygene-en-phase-de-reveil



Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1041000	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil		100
1041001	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et tuyau	2.1m	40
1041002	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™, et tuyau	2.1m	55



Qualité, innovation et choix

T: 01 48 76 72 30

info@intersurgical.fr

www.intersurgical.fr



Recyclez