


Circuits respiratoires d'anesthésie Intersurgical - Conception sécurisante

Pour en savoir plus, scannez
le QR code ou visitez :
www.intersurgical.fr



Pousser et Tourner

Un simple geste grâce aux raccords uniques d'Intersurgical pour garantir une étanchéité sécurisée à chaque instant.




Silver Knight™

Les ions d'argent antimicrobiens internes au circuit respiratoire aident à réduire les bactéries de 99.9% pour prévenir la contamination croisée.


Capuchons solidaires

Tous les produits Intersurgical comportent un capuchon luer solidaire de couleur claire, selon les recommandations du rapport EGBAT⁽²⁾ et plus récemment celui de la NPSA⁽³⁾.



Ligne de monitoring intégrée


Conformément aux dernières recommandations sur le monitoring⁽¹⁾, la ligne de monitoring des gaz intégrée aide à accroître la précision et prévenir les déconnexions.



Filtres à Codes-Couleurs

Filtre Respiratoire + ECH = FECH

La gamme de filtres Intersurgical arbore un code-couleur pour une identification aisée et pour garantir le bon usage des filtres/ECH, afin de minimiser tout dommage potentiel.



Anti-occlusion

Le cône rigide à l'intérieur du ballon réservoir aide à prévenir l'occlusion, si le ballon vient à se replier au niveau du raccord, et l'adhérence potentielle.



Capuchon de sécurité

Conformément aux recommandations du rapport EGBAT⁽²⁾ et plus récemment celui de la NPSA⁽³⁾, le capuchon de sécurité aide à prévenir tout corps étranger de pénétrer dans le circuit et d'entraîner un risque d'inhalation.

Références:

1: The Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland. 2021. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2021. Available from: <https://anaesthetists.org/Home/Resources-publications/Guidelines/Recommendations-for-standards-of-monitoring-during-anaesthesia-and-recovery-2021>

2: Department of Health. 2004. Protecting the breathing circuit in anaesthesia – Report to the Chief Medical Officer of an Expert Group on block anaesthetic tubing. Available from: <http://www.frca.co.uk/documents/Protecting%20the%20PBC.pdf>

3: National Health Service. 2020. National Patient Safety Alert: Foreign body aspiration during intubation, advanced airway management or ventilation. Available from: <https://www.england.nhs.uk/publication/national-patient-safety-alert-foreign-body-aspiration-during-intubation-advanced-airway-management-or-ventilation>



Qualité, innovation et choix

Interagir avec nous



www.intersurgical.fr

Silver Knight = Chevalier Argent