



# GO-PAP™

Dispositif de CPAP jetable



Soins Intensifs ▪ Pulmodyne®

## GO-PAP™

GO-PAP est un dispositif CPAP d'urgence jetable se connectant directement à une source d'oxygène. Il est conçu pour fonctionner à 10 L/min et délivrer une FiO<sub>2</sub> approximative de 30%. Une valve de PEEP réglable (5, 7.5 et 10 cmH<sub>2</sub>O) est intégrée au générateur. La PEEP est indépendante du débit.

Il est par conséquent inutile d'ajuster le débit pour maintenir les niveaux de PEEP. De plus, ce système entièrement jetable permet l'intégration d'un nébuliseur, tout en maintenant un débit cohérent vers le patient.

### Deux serre-tête différents

Standard ou CAP (illustré)

**40 minutes d'autonomie**  
avec un obus D-Cylinder

**PEEP réglable**  
5 / 7.5 / 10 cmH<sub>2</sub>O

**Délivre un débit total de 90 L/min au patient**  
en appliquant un débit d'oxygène de 10 L/min

**Nébuliseur intégré**



### Système GO-PAP™ avec nébuliseur et masque BiTrac™ ED avec serre-tête CAP

Référence	Description	Qté/bte
313-4605N	Système GO-PAP avec tuyau oxygène, nébuliseur et masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, grand adulte	10
313-4604N	Système GO-PAP avec tuyau oxygène, nébuliseur et masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, moyen adulte	10



### Système GO-PAP™ et masque BiTrac™ ED avec serre-tête CAP

Référence	Description	Qté/bte
313-4605	Système GO-PAP avec tuyau oxygène et masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, grand adulte	10
313-4604	Système GO-PAP avec tuyau oxygène et masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, moyen adulte	10



### Système GO-PAP™ avec nébuliseur et masque BiTrac™ ED avec serre-tête standard

Référence	Description	Qté/bte
313-4603N	Système GO-PAP avec tuyau oxygène, nébuliseur et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-4602N	Système GO-PAP avec tuyau oxygène, nébuliseur et masque BiTrac ED, moyen adulte	10
313-4601N	Système GO-PAP avec tuyau oxygène, nébuliseur et masque BiTrac ED, petit adulte	10



### Système GO-PAP™ et masque BiTrac™ ED avec serre-tête standard

Référence	Description	Qté/bte
313-4603	Système GO-PAP avec tuyau oxygène et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-4602	Système GO-PAP avec tuyau oxygène et masque BiTrac ED, moyen adulte	10
313-4601	Système GO-PAP avec tuyau oxygène et masque BiTrac ED, petit adulte	10



### Masque BiTrac™ ED avec serre-tête CAP

Référence	Description	Qté/bte
313-7031C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, extra grand adulte	10
313-7030C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, grand adulte	10
313-7029C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, moyen adulte	10
313-7028C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, petit adulte	10



### Masque BiTrac™ ED avec serre-tête standard

Référence	Description	Qté/bte
313-7031	Masque BiTrac ED, extra grand adulte	10
313-7030	Masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-7029	Masque BiTrac ED, moyen adulte	10
313-7028	Masque BiTrac ED, petit adulte	10

### Accessoires GO-PAP™

Les accessoires comprennent le système de générateur GO-PAP et l'ADAPT-2-VENT™ qui est un adaptateur coudé permettant d'utiliser le masque BiTrac ED avec un circuit de respirateur mono ou double branche. Ceci permet au patient de migrer d'une CPAP, avec GO-PAP™ ou O2-MAX™, vers d'autres formes de ventilation sans changer d'interface patient.



313-4600



313-9185



313-9186

Référence	Description	Qté/bte
313-4600	Système de générateur GO-PAP avec tuyau oxygène	10
313-9185	ADAPT-2-VENT Raccord coudé 30mmF sans fuite avec valve de sécurité	10
313-9186	ADAPT-2-VENT Raccord coudé 30mmF sans fuite standard	10