



Masques faciaux d'anesthésie sans crochet de fixation

Un choix évident pour réduire votre impact sur l'environnement




Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

ClearLite™ masques faciaux d'anesthésie

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie incluant sept tailles pour répondre à l'ensemble des besoins cliniques des patients, disponible en tailles 0 nouveau-né jusqu'à 6 extra grand adulte.

Grâce à sa conception anatomique évoluée, le masque ClearLite offre un niveau d'étanchéité sans précédent, sans besoin d'exercer une forte pression, réduisant

ainsi le risque de gêne ou de traumatisme. Cette étanchéité améliorée permet également au clinicien de pratiquer une ventilation manuelle optimale du patient en anesthésie ou en médecine d'urgence.

ClearLite est sans PVC ni phtalates, réduisant ainsi son impact sur l'environnement de façon significative. 

Masque léger

Améliore la préhension et le confort d'utilisation pour le clinicien

Forme anatomique

Ajustement précis quelles que soient la forme et la taille du visage. Une pression minime est suffisante pour obtenir une étanchéité efficace et réduire les risques de traumatisme

Corps transparent

Excellente visibilité pour surveiller les signes cliniques

Lèvre souple non-gonflable

Offre une étanchéité efficace et confortable



Connexion sûre et sécurisée

Offrant un masque parfaitement relié au circuit respiratoire. Le raccord conique 22mm est conforme à la norme ISO 5356

Masque à volume réduit

Réduction de la réinhalation potentielle et des risques associés à des niveaux élevés de CO₂ en fin d'expiration
















Code-couleur

La lèvre, souple et confortable, est à code-couleur, permettant l'identification facile et rapide de la taille adéquate

Faible impact environnemental

Sans PVC ni phtalates



| REF | Description | Couleur | Qté/bte |  |
|---------|---|---|---------|---|
| 7296001 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 6, extra grand adulte, lèvre rouge, 22F |  | 20 |  |
| 7295001 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 5, grand adulte, lèvre orange, 22F |  | 35 |  |
| 7294001 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 4, adulte, lèvre verte, 22F |  | 35 |  |
| 7293001 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 3, petit adulte, lèvre jaune, 22F |  | 35 |  |
| 7292001 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 2, pédiatrique, lèvre blanche, 22F |  | 25 |  |
| 7291000 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 1, nourrisson, lèvre grise, sans crochet de fixation, 15M |  | 30 |  |
| 7290000 | ClearLite, masque facial d'anesthésie, taille 0, nouveau-né, lèvre bleue, sans crochet de fixation, 15M |  | 40 |  |



Masques faciaux d'anesthésie économiques

Une gamme économique de sept masques faciaux d'anesthésie en PVC, avec bourrelet souple et coque transparente. Disponible en sept tailles, de nouveau-né à extra grand adulte



22F

Coque et bourrelet souples et transparents

Excellente visibilité des signes cliniques

Bourrelet souple

Confort du patient et étanchéité optimale

Sept tailles disponibles

De nouveau-né à extra grand adulte



| REF | Description | Couleur | Qté/bte |
|---------|---|---------|---------|
| 1517111 | Masque d'anesthésie économique, taille 6, extra grand adulte, 22F | ● | 25 |
| 1516111 | Masque d'anesthésie économique, taille 5, grand adulte, 22F | ● | 30 |
| 1515111 | Masque d'anesthésie économique, taille 4, moyen adulte, 22F | ● | 40 |
| 1514111 | Masque d'anesthésie économique, taille 3, petit adulte, 22F | ● | 50 |
| 1513111 | Masque d'anesthésie économique, taille 2, enfant, 22F | ○ | 35 |
| 1512111 | Masque d'anesthésie économique, taille 1, nourrisson, 15M | ● | 40 |
| 1511111 | Masque d'anesthésie économique, taille 0, nouveau-né, 15M | ● | 50 |

Masques faciaux d'anesthésie parfumés

Différentes tailles et senteurs

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie parfumés, en PVC, à usage unique, avec bourrelet gonflable, disponibles en sept tailles et trois parfums : cerise, fraise, ou vanille, présentés dans une couleur 'menthe fraîche' pour aider le patient à se relaxer.



Valve de gonflage sur le sommet (nez) du masque

Pratique pour l'utilisateur

Bourrelet souple gonflable

Confort du patient et étanchéité optimale



Coque semi-rigide transparente

Excellente visibilité des signes cliniques

Parfum

Pour aider le patient à se relaxer

| REF | Description | Couleur | Qté/bte |
|---------|--|---------|---------|
| 1126111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 6, extra grand adulte, 22F | ● | 24 |
| 1125111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 5, grand adulte, 22F | ● | 30 |
| 1124111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 4, moyen adulte, 22F | ● | 40 |
| 1123111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, vanille, taille 3, petit adulte, 22F | ● | 50 |
| 1122111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, cerise, taille 2, enfant, 22F | ○ | 35 |
| 1129111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, fraise, taille 2, enfant, 22F | ○ | 35 |
| 1121111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, cerise, taille 1, nourrisson, 15M | ● | 32 |
| 1128111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, fraise, taille 1, nourrisson, 15M | ● | 32 |
| 1120111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, cerise, taille 0, nouveau-né, 15M | ● | 40 |
| 1127111 | Masque facial d'anesthésie parfumé, fraise, taille 0, nouveau-né, 15M | ● | 40 |

IS5.35 FR • Issue 2 09.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP