



Filtre respiratoire Hydro-Guard™ Pro



Gestion des Voies Aériennes ▪ Filtres respiratoires

Filtre respiratoire Hydro-Guard™ Pro

L'Hydro-Guard Pro est un filtre respiratoire mécanique plissé petit volume offrant une filtration HEPA haute efficacité. Le média filtrant mécanique à membrane plissée fournit une protection bactérienne et virale haute efficacité $\geq 99.9999\%$ tandis que le faible volume minimise la réinhalation potentielle, idéal pour un usage à la connexion patient. L'Hydro-Guard Pro est disponible en version droite ou coudée.

Capuchon luer solide

Pour une surveillance sûre des gaz respiratoires

Filtre mécanique plissé

Offrant une filtration HEPA haute qualité

Versions droites ou coudées

Pour répondre à tous les besoins cliniques

Code couleur

Identification aisée, assurant que le bon filtre/ECH est utilisé en fonction de l'application clinique



Hydro-Guard Pro

Hydro-Guard Pro Coudé

REF	1745162	1745152
Qté/bte	40	40
Efficacité de filtration	99.9999%	99.9999%
Résistance à 30L/min	1.8cm H ₂ O	1.8cm H ₂ O
Résistance à 60L/min	3.8cm H ₂ O	3.8cm H ₂ O
Volume compressible	23ml	25ml
Poids	23g	23g
Connexions	22M/15F-15M	22M/15F-15M
Volume courant minimum	≥ 150 ml	≥ 150 ml

IS12.29 FR • Issue 1 03.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP