



## VT Sure réanimateur BAVU



Anesthésie ▪ Réanimation et Soins d'Urgence

## VT Sure réanimateur BAVU


En situations d'urgence, le temps est un facteur crucial et ne donne pas le loisir de vérifier l'historique du patient. Un équipement réutilisable onéreux peut être contaminé. Pour éviter l'infection croisée due à des sécrétions ou du sang nous proposons une gamme complète d'insufflateurs manuels à usage unique conçus pour l'urgence.

Fourni entièrement assemblé et à usage unique, le réanimateur BAVU VT Sure est prêt à l'emploi en toute circonstance. Simple d'utilisation, le réanimateur BAVU VT Sure est disponible dans une gamme complète de tailles :

adulte (1.5 litre), petit adulte (1 litre) et pédiatrique (550ml).

La construction de haute qualité et robuste est conforme à la norme internationale ISO 10651-4 et offre la fiabilité nécessaire pour résister à une utilisation dans tous les scénarios cliniques.

La gamme de réanimateurs VT Sure est disponible avec des options supplémentaires telles qu'une valve de PEEP, un manomètre ou une valve de surpression garantissant une réanimation sûre et efficace.



REF	Description	Qté/bte
7152111	VT Sure réanimateur BAVU adulte, ballon 1.5L avec masque taille 5	8
7152121	VT Sure réanimateur BAVU adulte, ballon 1.5L avec masque taille 5 et manomètre	8
7152131	VT Sure réanimateur BAVU adulte, ballon 1.5L avec masque taille 5, manomètre et valve de PEEP réglable	8
7153111	VT Sure réanimateur BAVU petit adulte/pédiatrique, ballon 1L avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O et masque taille 4	8
7153121	VT Sure réanimateur BAVU petit adulte/pédiatrique, ballon 1L avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O, masque taille 4 et manomètre	8
7153131	👁️ VT Sure réanimateur BAVU petit adulte/pédiatrique, ballon 1L avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O, masque taille 4, manomètre et valve de PEEP réglable	8
7151111	VT Sure réanimateur BAVU pédiatrique, ballon 550ml avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O et masque taille 3	8
7154111	VT Sure réanimateur BAVU pédiatrique, ballon 550ml avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O et masque taille 1	8
7151121	VT Sure réanimateur BAVU pédiatrique, ballon 550ml avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O, masque taille 1 et manomètre	8
7151131	VT Sure réanimateur BAVU pédiatrique, ballon 550ml avec valve de surpression 40cm/H <sub>2</sub> O, masque taille 1, manomètre et valve de PEEP réglable	8
7162111	Manomètre jetable à cadran	10

IS5.39 FR • Issue 2 09.24