



Masques faciaux d'anesthésie économiques



Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

Masques faciaux d'anesthésie économiques

Une gamme économique de sept masques faciaux d'anesthésie en PVC, avec bourrelet souple, coque transparente et code-couleur. Disponible en sept tailles, de nouveau-né à extra grand adulte.



Coque et bourrelet souples et transparents

Excellente visibilité des signes cliniques

Bourrelet souple

Confort du patient et étanchéité optimale



Réduction des déchets

Disponibles sans crochet de fixation

Sept tailles disponibles

De nouveau-né à extra grand adulte

REF	Modèles sans crochet	Description	Couleur	Qté/bte
1517000	1517111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 6, extra grand adulte, 22F	●	25
1516000	1516111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 5, grand adulte, 22F	●	30
1515000	1515111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 4, moyen adulte, 22F	●	40
1514000	1514111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 3, petit adulte, 22F	●	50
1513000	1513111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 2, enfant, 22F	○	35
1512000	1512111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 1, nourrisson, 15M	●	40
1511000	1511111	Masque facial d'anesthésie économique, taille 0, nouveau-né, 15M	●	50

IS5.6 FR • Issue 11 01.25



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP