



## Masques faciaux d'anesthésie parfumés



Anesthésie ▪ Masques Faciaux d'Anesthésie

## Masques faciaux d'anesthésie parfumés

### Différentes tailles et senteurs

Une gamme de masques faciaux d'anesthésie parfumés, en PVC, à usage unique, avec bourrelet gonflable, disponibles en sept tailles et trois parfums : cerise, fraise, ou vanille, présentés dans une couleur 'menthe fraîche' pour aider le patient à se relaxer.



### Réduction des déchets

Disponibles sans crochet

### Valve de gonflage sur le sommet (nez) du masque

Pratique pour l'utilisateur

### Coque semi-rigide transparente

Excellente visibilité des signes cliniques

### Bourrelet souple gonflable

Confort du patient et étanchéité optimale

### Parfum

Pour aider le patient à se relaxer



REF	Modèles sans crochet	Description	Couleur	Qté/bte
1126000	1126111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 6, extra grand adulte, vanille, 22F	●	24
1125000	1125111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 5, grand adulte, vanille, 22F	●	30
1124000	1124111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 4, moyen adulte, vanille, 22F	●	40
1123000	1123111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 3, petit adulte, vanille, 22F	●	50
1122000	1122111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 2, enfant, cerise, 22F	○	35
1129000	1129111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 2, enfant, fraise, 22F	○	35
1121000	1121111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 1, nourrisson, cerise, 15M	●	32
1128000	1128111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 1, nourrisson, fraise, 15M	●	32
1120000	1120111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 0, nouveau-né, cerise, 15M	●	40
1127000	1127111	Masque facial d'anesthésie parfumé, taille 0, nouveau-né, fraise, 15M	●	40

IS5.9 FR • Issue 7 08.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 et MDSAP