



Masques laryngés Solus™

Une gamme complète de masques laryngés à usage unique



Gestion des Voies Aériennes ▪ Dispositifs pour Voies Aériennes

Masques laryngés Solus™

Une gamme complète de masques laryngés à usage unique, à utiliser en anesthésie et médecine d'urgence.

Conçus pour répondre aux besoins dans de nombreuses situations cliniques, tous les masques laryngés Solus sont à usage unique, sans latex, et fournis stériles.

Matériau à faible friction

Insertion et retrait atraumatiques

Bouffet à forme classique

Reconnu pour sa fiabilité

Informations essentielles

Visualisation claire pour une identification rapide



Ligne de gonflage intégrée

Réduit le risque d'altération durant l'utilisation

Valve de haute qualité








Assure l'intégrité permanente du bouffet

▶ Video available at www.intersurgical.fr/info/videos

Solus Standard

Les matériaux utilisés dans la fabrication du Solus ont été choisis avec soin pour offrir à la fois qualité, souplesse et résistance et répondre ainsi efficacement aux nombreuses exigences cliniques, comme l'anesthésie pédiatrique. Disponibles dans une gamme complète de tailles, d'adulte à nouveau-né.



REF	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005000	Solus Standard, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004000	Solus Standard, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003000	Solus Standard, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20 
8025000	Solus Standard, masque laryngé	2.5 Grand enfant	20–30kg	20 
8002000	Solus Standard, masque laryngé	2 Petit enfant	10–20kg	20 
8015000	Solus Standard, masque laryngé	1.5 Nourrisson	5–10kg	20 
8001000	Solus Standard, masque laryngé	1 Nouveau-né	<5kg	20 



Solus Satin

Solus Satin est une gamme de masques laryngés à usage unique proposant un tube plus souple pour gagner en flexibilité.



REF	Description	Taille	Poids	Qté/bte	
8005003	Solus Satin, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20	Ⓢ
8004003	Solus Satin, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20	Ⓢ
8003003	Solus Satin, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20	Ⓢ

Solus compatible IRM

Une gamme de masques laryngés stériles à usage unique, équipés d'une valve sans composant métallique, pour prévenir toute interférence avec l'aimant des appareils à IRM. La valve en plastique est conçue pour conserver toute son efficacité durant toute la durée de vie du dispositif.






REF	Description	Taille	Poids	Qté/bte	
8005002	Solus compatible IRM, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20	Ⓢ
8004002	Solus compatible IRM, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20	Ⓢ
8003002	Solus compatible IRM, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20	Ⓢ
8025002	Solus compatible IRM, masque laryngé	2.5 Grand enfant	20–30kg	20	Ⓢ
8002002	Solus compatible IRM, masque laryngé	2 Petit enfant	10–20kg	20	Ⓢ
8015002	Solus compatible IRM, masque laryngé	1.5 Nourrisson	5–10kg	20	Ⓢ
8001002	Solus compatible IRM, masque laryngé	1 Nouveau-né	<5kg	20	Ⓢ

Solus Curve


Solus Curve est un masque laryngé pour les utilisateurs dont les préférences se portent sur un dispositif à tube de ventilation courbé.








REF	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005050	Solus Curve, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004050	Solus Curve, masque laryngé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003050	Solus Curve, masque laryngé	3 Petit adulte	30–50kg	20 

Solus Flexible

Le Solus Flexible est la solution idéale lors d'interventions près des voies aériennes, comme la chirurgie ORL, dentaire, maxillo-faciale ou ophtalmologique, et où la rigidité des dispositifs peut gêner l'accès opératoire. La souplesse du tube permet de le courber sans le couder et de le déplacer sans pour autant interrompre le débit gazeux.



REF	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	4 Moyen adulte	50–70kg	20 
8003001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	3 Petit adulte	30–50kg	20 
8025001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	2.5 Grand enfant	20–30kg	20 
8002001	Solus Flexible, masque laryngé avec tube flexible armé	2 Petit enfant	10–20kg	20 

 Stérile

IS6.1 FR ▪ Issue 15 06.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA