



Réanimation Néonatale

avec PEEP réglable



Soins Intensifs ▪ Circuits Respiratoires pour Soins Intensifs

Systèmes de réanimation néonatale avec PEEP réglable

Une gamme de dispositifs en 10mm pour la réanimation du nouveau-né, incorporant un orifice à contrôle variable sur le raccord coudé permettant une PEEP réglable.

Les systèmes de réanimation néonatale sont disponibles en différentes longueurs convenant à la plupart des types d'équipement et de positionnement du patient.

Ces dispositifs peuvent être utilisés en services de soins intensifs pédiatriques ou en obstétrique, avec les plateformes de réanimation et générateurs de débit suivants :

- Dräger®
- Viamed Tom Thumb™
- Fisher & Paykel® Neopuff®

Un choix varié de tuyaux


Plus de choix selon vos différents besoins

Molette de PEEP, à réglages crantés

Prévient toute manipulation accidentelle lors de l'utilisation

Raccord Patient 22M/15F à rotule

Optimise le positionnement du tuyau et le confort du patient



👁️ illustration

REF	Description	Qté/bte
6430000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube™ avec PEEP réglable, coude à double rotule et adaptateurs 15F/10F/15M/11.5F. ≥ 0.8m	15
6431000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube™ avec PEEP réglable, coude à double rotule et adaptateurs 15F/10F/15M/11.5F. ≥ 1.2m	15
6432000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube™ avec PEEP réglable et coude à double rotule, pour réanimateurs Neopuff®. ≥ 1.2m	15
6431002	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube™ avec PEEP réglable et coude à double rotule, pour réanimateurs Neopuff® et universels. ≥ 2.0m	15
6433000	👁️ Système de réanimation néonatale 10mm Flextube™ avec PEEP réglable et coude à double rotule, pour réanimateurs Neopuff® et universels. ≥ 1.2m	15

Dräger est une marque déposée de Drägerwerk AG & Co. KGaA. Tom Thumb est une marque commerciale de Viamed, Ltd. Fisher & Paykel une marque déposée de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Neopuff est une marque déposée de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

IS1.9 FR • Issue 9 04.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP