

Circuits respiratoires d'anesthésie

pour GE Healthcare® Carestation®




Anesthésie ▪ Circuits Respiratoires d'Anesthésie

Circuits respiratoires d'anesthésie pour GE Healthcare® Carestation®

Une gamme de circuits respiratoires spécifiquement conçus pour respirateurs d'anesthésie Carestations® de GE Healthcare®. Cette gamme inclut quatre circuits respiratoires Flextube™, sept antimicrobiens Silver Knight®, dont trois avec kit de spirométrie.

Circuits respiratoires pour ADU Carestation®



REF	Description	Qté/bte
2010085	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ pour ADU Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥1.6m	15
2010109	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ antimicrobien Silver Knight™ pour ADU Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥1.6m	12
2011008	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ pour ADU Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥2.4m	12
2011112	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ antimicrobien Silver Knight™ pour ADU Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L, 2 branches et kit de spirométrie, ≥2.4m	12

Circuits respiratoires pour Aisys®, Avance®, et Aespire® Carestation®

REF	Description	Qté/bte
2010088	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ pour Aisys®, Avance® et Aespire® Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥1.6m	15
2010111	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ antimicrobien Silver Knight™ pour Aisys®, Avance® et Aespire® Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥1.6m	15
2011106	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ antimicrobien Silver Knight™ pour Aisys®, Avance® et Aespire® Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥2.4m	12
2011110	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ antimicrobien Silver Knight™ pour Aisys®, Avance® et Aespire® Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L, branche et kit de spirométrie, ≥2.4m	12
2011012	Circuit respiratoire 22mm Flextube™ pour Aisys®, Avance® et Aespire® Carestation® avec raccord coudé fixe, ballon réservoir 2L et branche, ≥2.4m	12

Illustration Silver Knight = Chevalier Argent

Carestation est une marque déposée de Datex-Ohmeda, Inc.

Datex-Ohmeda, Inc., est une société de General Electric. GE Healthcare est une marque déposée de General Electric Company.

IS5.22 FR • Issue 7 08.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP