



Pièges à eau angle droit

Avec système auto-occlusif



Soins Intensifs ▪ Accessoires

Pièges à eau angle droit

Avec système auto-occlusif

Les pièges à eau angle droit d'Intersurgical sont conçus pour collecter la condensation pouvant se former dans un circuit respiratoire et sont disponibles en deux tailles.

Proposés en versions moyen ou grand volume, ils sont idéaux pour toute application où une connexion à 90° est requise.

Le système auto-occlusif permet la vidange du réceptacle sans interrompre ou altérer le débit de gaz.

Les pièges à eau sont équipés d'une connexion 22F côté machine et 22M côté circuit, offrant ainsi la possibilité d'être directement reliés à un respirateur ou une station d'anesthésie.



Système auto-occlusif

Permet la vidange du piège à eau sans interrompre le débit de gaz



Référence	Description	Qté/bte
1916000	Piège à eau, auto-occlusif, angle droit, moyen volume	55
1915000	Piège à eau, auto-occlusif, angle droit, grand volume	40

Faire une demande



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.33 FR • Issue 5 07.19