





Solutions pour la gestion des tuyaux

Disposer d'un environnement ordonné et sûr pour réduire le risque de déconnexion et de traumatisme patient



Soins Intensifs ▪ Accessoires


Solutions pour la gestion des tuyaux

Utilisée conjointement aux circuits respiratoires Intersurgical, notre gamme complète de solutions pour la gestion des tuyaux permet au clinicien de disposer efficacement nos produits autour du patient. Ces accessoires aident à organiser un environnement ordonné et sûr permettant de réduire le risque de déconnexion et le traumatisme du patient.



Les Tubes Clips Intersurgical, tout comme les capuchons rouges en 22F ou les capuchons de ligne d'alimentation de nos chambres d'humidification sont conçus pour permettre une interaction avec la pince ou le support de fixation, via un système d'ergot et de glissière.

Les Tubes Clips s'adaptent sur nos circuits respiratoires annelés Flextube™ ou intérieur lisse, avec un choix de diamètre en 10, 15, 22 et 30mm, simple ou double branche.

📺 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr





Ergot de fixation



Tube Clips 10mm, 15mm,
22mm, 30mm






Ergot de fixation




Pince de fixation



Supports tuyaux



De conception ergonomique, les supports tuyaux offrent un moyen propre pour soutenir de façon sécurisée un circuit respiratoire au plus près du patient. Disponibles en deux tailles, les supports tuyaux soutiennent efficacement les circuits de 10, 15, 22 et 30mm ainsi que tout câble ou ligne de monitoring grâce à une plus petite encoche. Son cou robuste et flexible est idéalement placé pour limiter le poids et l'encombrement du circuit respiratoire au niveau de la connexion-Patient.





Fixation

Capuchon rouge de sécurité ou capuchon de la ligne d'alimentation de la chambre d'humidification













Fonctionnant avec :



Support de fixation







Guide pour la gestion des tuyaux

<p>Pour tuyau Flextube™ et intérieur lisse</p>  <p>15mm</p> <p>Référence 2317000</p> <p>Qté/bte 25</p>	<p>Pour tuyau Flextube</p>  <p>22mm</p> <p>Référence 2315000</p> <p>Qté/bte 25</p>	<p>Pour tuyau intérieur lisse</p>  <p>22mm</p> <p>Référence 2318000</p> <p>Qté/bte 25</p>	<p>Pour tuyau Flextube</p>  <p>30mm</p> <p>Référence 2319000</p> <p>Qté/bte 25</p>
<p>Pour tuyau Flextube et intérieur lisse</p>  <p>10mm 10mm</p> <p>Référence 2311000</p> <p>Qté/bte 25</p>	<p>Pour tuyau Flextube et intérieur lisse</p>  <p>15mm 15mm</p> <p>Référence 2312000</p> <p>Qté/bte 25</p>	<p>Pour tuyau Flextube</p>  <p>22mm 22mm</p> <p>Référence 2313000</p> <p>Qté/bte 25</p>	<p>Pour tuyau intérieur lisse</p>  <p>22mm 22mm</p> <p>Référence 2314000</p> <p>Qté/bte 25</p>
<p>Support de fixation</p>  <p>Référence 2316000</p> <p>Qté/bte 12</p>		<p>Tube Clips</p>  <p>22mm 22mm</p>	

▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr



Faire une demande

<p>Support tuyaux 30mm, 22mm et 15mm</p>  <p>Référence 5904000</p> <p>Qté/bte 1</p>	<p>Support tuyaux 15mm et 10mm</p>  <p>Référence 5905000</p> <p>Qté/bte 1</p>	<p>Pince de fixation</p>  <p>Référence 2321000</p> <p>Qté/bte 50</p>	<p>Accessoire de suspension</p>  <p>Référence 5572000</p> <p>Qté/bte 25</p>
---	---	---	---

Faire une demande



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.40 FR • Issue 3 07,19