



## Cathéters mount intérieur lisse

Tube transparent et résistant à l'écrasement



Gestion des Voies Aériennes ▪ Raccords Patient

## Cathéters mount intérieur lisse


Une gamme complète de cathéters mount intérieur lisse, à connecter au patient, pourvus d'un tube à faible compliance, transparent, résistant à l'écrasement et améliorant les caractéristiques de débit. Disponible avec différents raccords soudés, prises ou orifices.

### Prises, orifices et capuchons flip top

Pour plus de sécurité, tous les capuchons Intersurgical sont solidaires des raccords, prévenant ainsi toute chute ou perte.

#### Prise luer lock

Connexion sécurisée des lignes d'échantillonnage avec embout luer lock



#### Orifice 7.6mm et capuchon flip top

Insertion de toute sonde standard 7.6mm ou pour aspiration



#### Capuchon double flip top avec membrane étanche


Fibrescopie et aspiration sur un même raccord Patient



Première ouverture : mode fibrescope

Seconde ouverture : mode aspiration


Capuchon double flip top avec membrane étanche




<b>Référence</b>	5120000 (S*)	5180000 (S*)	5250000 (S*)
<b>Qté/bte</b>	50 (85*)	50 (85*)	50 (50*)
<b>Longueur</b>	120mm	180mm	250mm
<b>Volume compressible</b>	30ml	37ml	51ml

Ⓢ Disponible en version stérile


(S\*) Ajoutez un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile du produit ex. 5120000S (la quantité par boîte des produits stériles est indiquée entre parenthèses).




<b>Référence</b>	5180104 (S*)
<b>Qté/bte</b>	50 (85*)
<b>Volume compressible</b>	25ml




<b>Référence</b>	5180197 (S*)
<b>Qté/bte</b>	50 (85*)
<b>Volume compressible</b>	35ml



<b>Référence</b>	5180114 (S*)
<b>Qté/bte</b>	50 (85*)
<b>Volume compressible</b>	36ml



<b>Référence</b>	5180193 (S*)
<b>Qté/bte</b>	50 (85*)
<b>Volume compressible</b>	35ml



<b>Référence</b>	5180199 (S*)
<b>Qté/bte</b>	50 (85*)
<b>Volume compressible</b>	37ml



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

**Pensez-y avant d'imprimer**  
Economisons les ressources.  
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.