




## Solus™ Curve masque laryngé

Masque laryngé avec tube de ventilation préformé



Gestion des Voies Aériennes ▪ Dispositifs pour Voies Aériennes

## Solus™ Curve masques laryngés

Solus Curve est un masque laryngé pour les utilisateurs préférant les caractéristiques d'insertion d'un dispositif à tube de ventilation courbé.

Tout comme nos autres masques laryngés, Solus Curve est à usage unique, sans latex et fourni stérile.

### Informations essentielles

Visualisation claire pour une identification rapide



### Tube préformé

Courbure anatomique facilitant l'insertion

### Matériau à faible friction

Insertion et retrait atraumatiques

### Bourrelet de forme classique

Reconnu pour sa fiabilité

### Ligne de gonflage intégrée

Réduit le risque d'altération durant l'utilisation

### Valve de haute qualité

Assure l'intégrité permanente du bourrelet



REF	Description	Taille	Poids	Qté/bte
8005050	Solus Curve, masque laryngé	5 Grand adulte	70+kg	20 
8004050	Solus Curve, masque laryngé	4 Moyen adulte	50-70kg	20 
8003050	Solus Curve, masque laryngé	3 Petit adulte	30-50kg	20 

 Stérile

IS6.12 FR ▪ Issue 4 07.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan  
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA